



检验项目生物参考区间一览表

|      |      |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
|------|------|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 专业组: | 门诊组  |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
| 年:   | 2024 |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
| 一览表: | 序号   | 检测系统     | 检验项目           | 生物参考区间                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 备注     |
|      | 1    | BC7500CS | 白细胞计数 (WBC)    | 抗凝血 (10^9/L) : 男28天- <6月: 4.3~14.2 ; 6月- <1岁: 4.8~14.6; 1岁- <2岁: 5.1~14.1; 2岁- <6岁: 4.4~11.9; 6岁- <13岁: 4.3~11.3; 13岁- <18岁: 4.1~11.0; ≥18岁: 3.5~9.5; 女28天- <6月: 4.3~14.2; 6月- <1岁: 4.8~14.6; 1岁- <2岁: 5.1~14.1; 2岁- <6岁: 4.4~11.9; 6岁- <13岁: 4.3~11.3; 13岁- <18岁: 4.1~11.0; ≥18岁: 3.5~9.5; | 来源: 行标 |
|      |      |          |                | 末梢血 (10^9/L) : 男28天- <6月: 5.6~14.5; 6月- <1岁: 5.0~14.2; 1岁- <2岁: 5.5~13.6; 2岁- <6岁: 4.9~12.7; 6岁- <13岁: 4.6~11.9; 13岁- <18岁: 4.6~11.3; ≥18岁: 3.5~9.5; 女28天- <6月: 5.6~14.5; 6月- <1岁: 5.0~14.2; 1岁- <2岁: 5.5~13.6; 2岁- <6岁: 4.9~12.7; 6岁- <13岁: 4.6~11.9; 13岁- <18岁: 4.6~11.3; ≥18岁: 3.5~9.5   |        |
|      | 2    | BC7500CS | 中性粒细胞绝对值 (Neu) | 抗凝血 (10^9/L) : 男28天- <6月: 0.6~7.5; 6月- <1岁: 0.8~6.4; 1岁- <2岁: 0.8~5.8; 2岁- <6岁: 1.2~7.0; 6岁- <13岁: 1.6~7.8; 13岁- <18岁: 1.8~8.3; ≥18岁: 1.8~6.3; 女28天- <6月: 0.6~7.5; 6月- <1岁: 0.8~6.4; 1岁- <2岁: 0.8~5.8; 2岁- <6岁: 1.2~7.0; 6岁- <13岁: 1.6~7.8; 13岁- <18岁: 1.8~8.3; ≥18岁: 1.8~6.3               | 来源: 行标 |

|   |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|---|----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|   |          |                  | 末梢血 (10 <sup>9</sup> /L)：男28天- <6月：0.6~7.1；6月- <1岁：0.8~6.1；1岁- <2岁：0.9~5.5；2岁- <6岁：1.3~6.7；6岁- <13岁：1.7~7.4；13岁- <18岁：1.9~7.9；≥18岁：1.8~6.3；女28天- <6月：0.6~7.1；6月- <1岁：0.8~6.1；1岁- <2岁：0.9~5.5；2岁- <6岁：1.3~6.7；6岁- <13岁：1.7~7.4；13岁- <18岁：1.9~7.9；≥18岁：1.8~6.3                         |       |
| 3 | BC7500CS | 淋巴细胞绝对值 (Lymph#) | 抗凝血 (10 <sup>9</sup> /L)：男28天- <6月：2.4~9.5；6月- <1岁：5.5~9.0；1岁- <2岁：2.4~8.7；2岁- <6岁：1.8~6.3；6岁- <13岁：1.5~4.6；13岁- <18岁：1.2~3.8；≥18岁：1.1~3.2；女28天- <6月：2.4~9.5；6月- <1岁：5.5~9.0；1岁- <2岁：2.4~8.7；2岁- <6岁：1.8~6.3；6岁- <13岁：1.5~4.6；13岁- <18岁：1.2~3.8；≥18岁：1.1~3.2                         | 来源：行标 |
|   |          |                  | 末梢血 (10 <sup>9</sup> /L)：男28天- <6月：3.2~10.7；6月- <1岁：2.8~10.0；1岁- <2岁：2.7~9.1；2岁- <6岁：2.0~6.5；6岁- <13岁：1.7~4.7；13岁- <18岁：1.5~4.2；≥18岁：1.1~3.2；女28天- <6月：3.2~10.7；6月- <1岁：2.8~10.0；1岁- <2岁：2.7~9.1；2岁- <6岁：2.0~6.5；6岁- <13岁：1.7~4.7；13岁- <18岁：1.5~4.2；≥18岁：1.1~3.2                     |       |
| 4 | BC7500CS | 单核细胞绝对值 (Mono#)  | 抗凝血 (10 <sup>9</sup> /L)：男28天- <6月：0.15~1.56；6月- <1岁：0.17~1.06；1岁- <2岁：0.18~1.13；2岁- <6岁：0.12~0.93；6岁- <13岁：0.13~0.76；13岁- <18岁：0.14~0.74；≥18岁：0.1~0.6；女28天- <6月：0.15~1.56；6月- <1岁：0.17~1.06；1岁- <2岁：0.18~1.13；2岁- <6岁：0.12~0.93；6岁- <13岁：0.13~0.76；13岁- <18岁：0.14~0.74；≥18岁：0.1~0.6 | 来源：行标 |

|   |          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
|---|----------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|   |          |                   | 末梢血 (10 <sup>9</sup> /L)：男28天- <6月：0.25~1.89；<br>6月- <1岁：0.15~1.24；1岁- <2岁：0.20~1.14；2<br>岁- <6岁：0.16~0.92；6岁- <13岁：0.15~0.86；<br>13岁- <18岁：0.15~0.89；≥18岁：0.1~0.6；女28<br>天- <6月：0.25~1.89；6月- <1岁：0.15~1.24；<br>1岁- <2岁：0.20~1.14；2岁- <6岁：0.16~0.92；6<br>岁- <13岁：0.15~0.86；13岁- <18岁：<br>0.15~0.89；≥18岁：0.1~0.6 |       |
| 5 | BC7500CS | 嗜酸性粒细胞绝对值 (Eos#)  | 抗凝血 (10 <sup>9</sup> /L)：男28天- <1岁：0.07~1.02；<br>1岁- <18岁：0.00~0.68；≥18岁：0.02~0.52；女<br>28天- <1岁：0.07~1.02；1岁- <18岁：<br>0.00~0.68；≥18岁：0.02~0.52                                                                                                                                                                 | 来源：行标 |
|   |          |                   | 末梢血 (10 <sup>9</sup> /L)：男28天- <1岁：0.06~1.22；<br>1岁- <18岁：0.04~0.74；≥18岁：0.02~0.52；女<br>28天- <1岁：0.06~1.22；1岁- <18岁：<br>0.04~0.74；≥18岁：0.02~0.52                                                                                                                                                                 |       |
| 6 | BC7500CS | 嗜碱性粒细胞绝对值 (Baso#) | 抗凝血 (10 <sup>9</sup> /L)：男28天- <2岁：0.00~0.10；<br>2岁- <18岁：0.00~0.07；≥18岁：0~0.06；女28<br>天- <2岁：0.00~0.10；2岁- <18岁：<br>0.00~0.07；≥18岁：0~0.06                                                                                                                                                                       | 来源：行标 |
|   |          |                   | 末梢血 (10 <sup>9</sup> /L)：男28天- <2岁：0.00~0.14；<br>2岁- <18岁：0.00~0.10；≥18岁：0~0.06；女28<br>天- <2岁：0.00~0.14；2岁- <18岁：<br>0.00~0.10；≥18岁：0~0.06                                                                                                                                                                       |       |
| 7 | BC7500CS | 中性粒细胞百分数 (Neut%)  | 抗凝血 (%)：男28天- <6月：7~51；6月- <1岁：<br>9~53；1岁- <2岁：13~54；2岁- <6岁：23~64；<br>6岁- <13岁：32~71；13岁- <18岁：<br>33~74；≥18岁：40~75；女28天- <6月：7~51；<br>6月- <1岁：9~53；1岁- <2岁：13~54；2岁- <6<br>岁：23~64；6岁- <13岁：32~71；13岁- <18岁：<br>33~74；≥18岁：40~75                                                                              | 来源：行标 |

|    |          |                  |                                                                                                                                                                                                                 |       |
|----|----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|    |          |                  | 末梢血 (%)：男28天- <6月：7~51；6月- <1岁：9~53；1岁- <2岁：13~54；2岁- <6岁：23~64；6岁- <13岁：32~71；13岁- <18岁：33~74；≥18岁：40~75；女28天- <6月：7~51；6月- <1岁：9~53；1岁- <2岁：13~54；2岁- <6岁：23~64；6岁- <13岁：32~71；13岁- <18岁：33~74；≥18岁：40~75     |       |
| 8  | BC7500CS | 淋巴细胞百分数 (Lymph%) | 抗凝血 (%)：男28天- <6月：26~83；6月- <1岁：31~81；1岁- <2岁：33~77；2岁- <6岁：23~69；6岁- <13岁：23~59；13岁- <18岁：17~54；≥18岁：20~50；女28天- <6月：26~83；6月- <1岁：31~81；1岁- <2岁：33~77；2岁- <6岁：23~69；6岁- <13岁：23~59；13岁- <18岁：17~54；≥18岁：20~50 | 来源：行标 |
|    |          |                  | 末梢血 (%)：男28天- <6月：34~81；6月- <1岁：37~82；1岁- <2岁：35~82；2岁- <6岁：26~67；6岁- <13岁：22~57；13岁- <18岁：20~54；≥18岁：20~50；女28天- <6月：34~81；6月- <1岁：37~82；1岁- <2岁：35~82；2岁- <6岁：26~67；6岁- <13岁：22~57；13岁- <18岁：20~54；≥18岁：20~50 |       |
| 9  | BC7500CS | 单核细胞百分数 (Mono%)  | 抗凝血 (%)：男28天- <6月：3~16；6月- <2岁：2~13；2岁- <18岁：2~11；≥18岁：3~10；女28天- <6月：3~16；6月- <2岁：2~13；2岁- <18岁：2~11；≥18岁：3~10                                                                                                 | 来源：行标 |
|    |          |                  | 末梢血 (%)：男28天- <6月：3~18；6月- <2岁：2~14；2岁- <18岁：2~11；≥18岁：2~11；女28天- <6月：3~18；6月- <2岁：2~14；2岁- <18岁：2~11；≥18岁                                                                                                      |       |
| 10 | BC7500CS | 嗜酸性粒细胞百分数 (Eos%) | 抗凝血 (%)：男28天- <1岁：1~10；1岁- <18岁：0~9；≥18岁：0.4~8.0；女28天- <1岁：1~10；1岁- <18岁：0~9；≥18岁：0.4~8.0                                                                                                                       | 来源：行标 |

|    |          |                   |                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|----|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|    |          |                   | 末梢血 (%)：男28天- <1岁：0.8~11；1岁- <18岁：0.5~9；≥18岁：0.4~8.0；女28天- <1岁：1~10；1岁- <18岁：0~9；≥18岁：0.4~8.0                                                                                                                                             |       |
| 11 | BC7500CS | 嗜碱性粒细胞百分数 (Baso%) | 抗凝血 (%)：男28天- <18岁：0~1；≥18岁：0~1；女28天- <18岁：0~1；≥18岁：0~1；女28天- <18岁：0~1；≥18岁：0~1；女28天- <18岁：0~1；≥18岁：0~1                                                                                                                                   | 来源：行标 |
|    |          |                   | 末梢血 (%)：男28天- <18岁：0~1；≥18岁：0~1；女28天- <18岁：0~1；≥18岁：0~1；女28天- <18岁：0~1；≥18岁：0~1；女28天- <18岁：0~1；≥18岁：0~1                                                                                                                                   |       |
| 12 | BC7500CS | 红细胞计数 (RBC)       | 抗凝血 (10 <sup>12</sup> /L)：男28天- <6月：3.3~5.2；6月- <6岁：4.0~5.5；6岁- <13岁：4.2~5.7；13岁- <18岁：4.5~5.9；≥18岁：4.3~5.8；女28天- <6月：3.3~5.2；6月- <6岁：4.0~5.5；6岁- <13岁：4.2~5.7；13岁- <18岁：4.1~5.3；≥18岁：3.8~5.1                                             | 来源：行标 |
|    |          |                   | 末梢血 (10 <sup>12</sup> /L)：男28天- <6月：3.5~5.6；6月- <6岁：4.1~5.5；6岁- <13岁：4.3~5.7；13岁- <18岁：4.5~6.2；≥18岁：4.3~5.8；女28天- <6月：3.5~5.6；6月- <6岁：4.1~5.5；6岁- <13岁：4.3~5.7；13岁- <18岁：4.1~5.7；≥18岁：3.8~5.1                                             |       |
| 13 | BC7500CS | 血红蛋白 (Hb)         | 抗凝血 (g/L)：男28天- <6月：97~183；6月- <1岁：97~141；1岁- <2岁：107~141；2岁- <6岁：112~149；6岁- <13岁：118~156；13岁- <18岁：129~172；≥18岁：130~175；女28天- <6月：97~183；6月- <1岁：97~141；1岁- <2岁：107~141；2岁- <6岁：112~149；6岁- <13岁：118~156；13岁- <18岁：114~154；≥18岁：115~150 | 来源：行标 |

|    |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
|----|----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|    |          |               | 末梢血 (g/L) : 男28天- <6月: 97~183; 6月- <1岁: 97~141; 1岁- <2岁: 107~141; 2岁- <6岁: 112~149; 6岁- <13岁: 118~156; 13岁- <18岁: 131~179; ≥18岁: 114~159; 女28天- <6月: 97~183; 6月- <1岁: 97~141; 1岁- <2岁: 107~141; 2岁- <6岁: 112~149; 6岁- <13岁: 118~156; 13岁- <18岁: 130~175; ≥18岁: 115~150 |        |
| 14 | BC7500CS | 血细胞比容 (Hct)   | 抗凝血 (%) : 男28天- <6月: 28~52; 6月- <1岁: 30~41; 1岁- <2岁: 32~42; 2岁- <6岁: 34~43; 6岁- <13岁: 36~46; 13岁- <18岁: 39~51; ≥18岁: 0.40~0.50; 女28天- <6月: 28~52; 6月- <1岁: 30~41; 1岁- <2岁: 32~42; 2岁- <6岁: 34~43; 6岁- <13岁: 36~46; 13岁- <18岁: 36~47; ≥18岁: 0.35~0.45                   | 来源: 行标 |
|    |          |               | 末梢血 (%) : 男28天- <6月: 29~57; 6月- <1岁: 32~45; 1岁- <2岁: 32~43; 2岁- <6岁: 35~45; 6岁- <13岁: 37~47; 13岁- <18岁: 39~53; ≥18岁: 0.40~0.50; 女28天- <6月: 29~57; 6月- <1岁: 32~45; 1岁- <2岁: 32~43; 2岁- <6岁: 35~45; 6岁- <13岁: 37~47; 13岁- <18岁: 35~48; ≥18岁: 0.35~0.45                   |        |
| 15 | BC7500CS | 平均红细胞体积 (MCV) | 抗凝血 (fl) :男28天- <6月: 73~104; 6月- <2岁: 72~86; 2岁- <6岁: 76~88; 6岁- <13岁: 77~92; 13岁- <18岁: 80~100; ≥18岁: 82~100; 女28天- <6月: 73~104; 6月- <2岁: 72~86; 2岁- <6岁: 76~88; 6岁- <13岁: 77~92; 13岁- <18岁: 80~100; ≥18岁: 82~100                                                     | 来源: 行标 |

|    |          |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
|----|----------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|    |          |                    | 末梢血 (fl) :男28天- <6月: 73~105; 6月- <2岁: 71~86; 2岁- <6岁: 76~88; 6岁- <13岁: 77~92; 13岁- <18岁: 80~98; ≥18岁: 82~100; 女28天- <6月: 73~105; 6月- <2岁: 71~86; 2岁- <6岁: 76~88; 6岁- <13岁: 77~92; 13岁- <18岁: 80~98; ≥18岁: 82~100                                                                |        |
| 16 | BC7500CS | 平均红细胞血红蛋白含量 (MCH)  | 抗凝血 (pg) : 男28天- <6月: 24~37; 6月- <6岁: 24~30; 6岁- <18岁: 25~34; ≥18岁: 27~34; 女28天- <6月: 24~37; 6月- <6岁: 24~30; 6岁- <18岁: 25~34; ≥18岁: 27~34                                                                                                                                       | 来源: 行标 |
|    |          |                    | 末梢血 (pg) : 男28天- <6月: 24~37; 6月- <6岁: 24~30; 6岁- <18岁: 26~34; ≥18岁: 27~34; 女28天- <6月: 24~37; 6月- <6岁: 24~30; 6岁- <18岁: 26~34; ≥18岁: 27~34                                                                                                                                       |        |
| 17 | BC7500CS | 平均红细胞血红蛋白浓度 (MCHC) | 抗凝血 (g/L) : 男28天- <6月: 309~363; 6月- <18岁: 310~355; ≥18岁: 316~354; 女28天- <6月: 309~363; 6月- <18岁: 310~355; ≥18岁: 316~354                                                                                                                                                          | 来源: 行标 |
|    |          |                    | 末梢血 (g/L) : 男28天- <6月: 305~361; 6月- <18岁: 309~359; ≥18岁: 316~354; 女28天- <6月: 305~361; 6月- <18岁: 309~359; ≥18岁: 316~354                                                                                                                                                          |        |
| 18 | BC7500CS | 血小板计数 (PLT)        | 抗凝血 (10 <sup>9</sup> /L) : 男28天- <6月:183~614; 6月- <1岁:190~579; 1岁- <2岁:190~524; 2岁- <6岁:188~472; 6岁- <12岁:167~453; 12岁- <18岁: 150~407; ≥18岁: 125~350; 女28天- <6月:183~614; 6月- <1岁:190~579; 1岁- <2岁:190~524; 2岁- <6岁:188~472; 6岁- <12岁:167~453; 12岁- <18岁: 150~407; ≥18岁: 125~350 | 来源: 行标 |

|    |      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
|----|------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|    |      |                 | 末梢血 (10 <sup>9</sup> /L)：男28天- <6月;203~653; 6月- <1岁:172~601; 1岁- <2岁:191~516; 2岁- <6岁:187~475; 6岁- <12岁:177~446; 12岁- <18岁：148~399; ≥18岁：125~350; 女28天- <6月;203~653; 6月- <1岁:172~601; 1岁- <2岁:191~516; 2岁- <6岁:187~475; 6岁- <12岁:177~446; 12岁- <18岁：148~399; ≥18岁：125~350 |          |
| 34 | V800 | 清洁度 (CDV)       | I - II                                                                                                                                                                                                                                                                    | 来源：仪器说明书 |
| 35 | V800 | 白细胞 (WBC_M)     | <15                                                                                                                                                                                                                                                                       | 来源：仪器说明书 |
| 36 | V800 | 红细胞 (RBC_M)     | 未检出                                                                                                                                                                                                                                                                       | 来源：仪器说明书 |
| 37 | V800 | 念珠菌 (YEA)       | 未检出                                                                                                                                                                                                                                                                       | 来源：仪器说明书 |
| 38 | V800 | 线索细胞 (CC)       | 未检出                                                                                                                                                                                                                                                                       | 来源：仪器说明书 |
| 39 | V800 | 上皮细胞 (EPI)      | 1/2视野                                                                                                                                                                                                                                                                     | 来源：仪器说明书 |
| 40 | V800 | 滴虫 (TV)         | 未检出                                                                                                                                                                                                                                                                       | 来源：仪器说明书 |
| 41 | V800 | 乳酸杆菌 (LacBac)   | 检出 (3+) - 检出 (4+)                                                                                                                                                                                                                                                         | 来源：仪器说明书 |
| 42 | V800 | 乙酰氨基葡萄糖苷酶 (NAG) | 阴性                                                                                                                                                                                                                                                                        | 来源：试剂说明书 |
| 43 | V800 | 唾液酸苷酶 (SNA)     | 阴性                                                                                                                                                                                                                                                                        | 来源：试剂说明书 |
| 44 | V800 | 白细胞酯酶 (LE)      | 阴性                                                                                                                                                                                                                                                                        | 来源：试剂说明书 |
| 45 | V800 | β葡萄糖苷酶 (GUS)    | 阴性                                                                                                                                                                                                                                                                        | 来源：试剂说明书 |



|    |         |                                       |             |             |
|----|---------|---------------------------------------|-------------|-------------|
| 46 | V800    | 过氧化氢 (H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> ) | 阴性          | 来源：试剂说明书    |
| 47 | V800    | 酸碱度 (PH_U)                            | 3.8~4.5     | 来源：试剂说明书    |
| 48 | UA5600  | 颜色                                    | 淡黄色         | 来源：全国检验操作规程 |
| 49 | UA5600  | 浊度                                    | 清晰          | 来源：全国检验操作规程 |
| 50 | UA5600  | 维生素C                                  | 阴性          | 来源：全国检验操作规程 |
| 51 | UA5600  | 尿葡萄糖                                  | 阴性          | 来源：全国检验操作规程 |
| 52 | UA5600  | 尿胆素                                   | 阴性          | 来源：全国检验操作规程 |
| 53 | UA5600  | 酮体                                    | 阴性          | 来源：全国检验操作规程 |
| 54 | UA5600  | 比重                                    | 1.003~1.030 | 来源：全国检验操作规程 |
| 55 | UA5600  | 隐血                                    | 阴性          | 来源：全国检验操作规程 |
| 56 | UA5600  | 酸碱度                                   | 5.0-8.0     | 来源：全国检验操作规程 |
| 57 | UA5600  | 尿蛋白                                   | 阴性          | 来源：全国检验操作规程 |
| 58 | UA5600  | 尿胆原                                   | 阴性          | 来源：全国检验操作规程 |
| 59 | UA5600  | 亚硝酸盐                                  | 阴性          | 来源：全国检验操作规程 |
| 60 | UA5600  | 白细胞酯酶                                 | 阴性          | 来源：仪器说明书    |
| 61 | EH2090C | 红细胞                                   | 0.0-10.0/uL | 来源：仪器说明书    |

|    |         |         |              |          |
|----|---------|---------|--------------|----------|
| 62 | EH2090C | 白细胞     | 0.0-16.0/uL  | 来源：仪器说明书 |
| 63 | EH2090C | 白细胞团    | 0.0-1.0/uL   | 来源：仪器说明书 |
| 64 | EH2090C | 结晶      | 0.0-14.0/uL  | 来源：仪器说明书 |
| 65 | EH2090C | 透明管型    | 0.0-1.0/uL   | 来源：仪器说明书 |
| 66 | EH2090C | 未分类管型   | 0.0-0.5/uL   | 来源：仪器说明书 |
| 67 | EH2090C | 非鳞状上皮细胞 | 0.0-3.0/uL   | 来源：仪器说明书 |
| 68 | EH2090C | 鳞状上皮细胞  | 0.0-24.0/uL  | 来源：仪器说明书 |
| 69 | EH2090C | 真菌      | 0.0-1.0/uL   | 来源：仪器说明书 |
| 70 | EH2090C | 粘液丝     | 0.0-137.0/uL | 来源：仪器说明书 |
| 71 | EH2090C | 细菌      | 0.0-488.0/uL | 来源：仪器说明书 |
| 72 | EH2090C | 尿酸结晶    | 0.0-14.0/uL  | 来源：仪器说明书 |
| 73 | EH2090C | 草酸钙结晶   | 0.0-14.0/uL  | 来源：仪器说明书 |
| 74 | EH2090C | 磷酸铵镁结晶  | 0.0-14.0/uL  | 来源：仪器说明书 |
| 75 | EH2090C | 精子      | 0.0-1.0/uL   | 来源：仪器说明书 |
| 76 | EH2090C | 红细胞管型   | 0.0-0.5/uL   | 来源：仪器说明书 |
| 77 | EH2090C | 血液管型    | 0.0-0.5/uL   | 来源：仪器说明书 |

|    |         |           |            |          |
|----|---------|-----------|------------|----------|
| 78 | EH2090C | 血红蛋白管型    | 0.0-0.5/uL | 来源：仪器说明书 |
| 79 | EH2090C | 白细胞管型     | 0.0-0.5/uL | 来源：仪器说明书 |
| 80 | EH2090C | 脂肪颗粒细胞管型  | 0.0-0.5/uL | 来源：仪器说明书 |
| 81 | EH2090C | 肾小管上皮细胞管型 | 0.0-0.5/uL | 来源：仪器说明书 |
| 82 | EH2090C | 颗粒管型      | 0.0-0.5/uL | 来源：仪器说明书 |
| 83 | EH2090C | 蜡样管型      | 0.0-0.5/uL | 来源：仪器说明书 |
| 84 | EH2090C | 脂肪管型      | 0.0-0.5/uL | 来源：仪器说明书 |
| 85 | EH2090C | 宽大管型      | 0.0-0.5/uL | 来源：仪器说明书 |
| 86 | EH2090C | 蛋白管型      | 0.0-0.5/uL | 来源：仪器说明书 |
| 87 | EH2090C | 混合管型      | 0.0-0.5/uL | 来源：仪器说明书 |
| 88 | EH2090C | 结晶体管型     | 0.0-0.5/uL | 来源：仪器说明书 |
| 89 | EH2090C | 空泡变性管型    | 0.0-0.5/uL | 来源：仪器说明书 |
| 90 | EH2090C | 肌红蛋白管型    | 0.0-0.5/uL | 来源：仪器说明书 |
| 91 | EH2090C | 嵌套管型      | 0.0-0.5/uL | 来源：仪器说明书 |
| 92 | EH2090C | 胆红素管型     | 0.0-0.5/uL | 来源：仪器说明书 |
| 93 | EH2090C | 含铁血黄素管型   | 0.0-0.5/uL | 来源：仪器说明书 |

|     |         |              |             |          |
|-----|---------|--------------|-------------|----------|
| 94  | EH2090C | 细菌管型         | 0.0-0.5/uL  | 来源：仪器说明书 |
| 95  | EH2090C | 真菌管型         | 0.0-0.5/uL  | 来源：仪器说明书 |
| 96  | EH2090C | 非晶形尿酸盐结晶     | 未检出         | 来源：/     |
| 97  | EH2090C | 非晶形磷酸盐结晶     | 未检出         | 来源：/     |
| 98  | EH2090C | 非晶形碳酸盐结晶     | 未检出         | 来源：/     |
| 99  | EH2090C | 碳酸钙结晶        | 0.0-14.0/uL | 来源：仪器说明书 |
| 100 | EH2090C | 尿酸铵结晶        | 0.0-14.0/uL | 来源：仪器说明书 |
| 101 | EH2090C | 马尿酸结晶        | 0.0-14.0/uL | 来源：仪器说明书 |
| 102 | EH2090C | 磷酸钙结晶        | 0.0-14.0/uL | 来源：仪器说明书 |
| 103 | EH2090C | 尿酸钠结晶        | 0.0-14.0/uL | 来源：仪器说明书 |
| 104 | EH2090C | 硫酸钙结晶        | 0.0-14.0/uL | 来源：仪器说明书 |
| 105 | EH2090C | 胆红素结晶        | 0.0-14.0/uL | 来源：仪器说明书 |
| 106 | EH2090C | 胱氨酸结晶        | 0.0-14.0/uL | 来源：仪器说明书 |
| 107 | EH2090C | 亮氨酸结晶        | 0.0-14.0/uL | 来源：仪器说明书 |
| 108 | EH2090C | 酪氨酸结晶        | 0.0-14.0/uL | 来源：仪器说明书 |
| 109 | EH2090C | 胆固醇结晶        | 0.0-14.0/uL | 来源：仪器说明书 |
| 110 | EH2090C | 2，8-二羟基腺嘌呤结晶 | 0.0-14.0/uL | 来源：仪器说明书 |

|     |         |          |             |          |
|-----|---------|----------|-------------|----------|
| 111 | EH2090C | 磺胺类药物结晶  | 0.0-14.0/uL | 来源：仪器说明书 |
| 112 | EH2090C | 不明药物结晶   | 0.0-14.0/uL | 来源：仪器说明书 |
| 113 | EH2090C | 含铁血黄素颗粒  | 未检出         | 来源：仪器说明书 |
| 114 | EH2090C | 表层尿路上皮细胞 | 0.0-3.0/uL  | 来源：仪器说明书 |
| 115 | EH2090C | 中层尿路上皮细胞 | 0.0-3.0/uL  | 来源：仪器说明书 |
| 116 | EH2090C | 底层尿路上皮细胞 | 0.0-3.0/uL  | 来源：仪器说明书 |
| 117 | EH2090C | 肾小管上皮细胞  | 0.0-3.0/uL  | 来源：仪器说明书 |
| 118 | FA180S  | 颜色       | 黄色          | 来源：仪器说明书 |
| 119 | FA180S  | 性状       | 软便          | 来源：仪器说明书 |
| 120 | FA180S  | 红细胞      | 无           | 来源：仪器说明书 |
| 121 | FA180S  | 白细胞      | 无           | 来源：仪器说明书 |
| 122 | FA180S  | 脓球       | 无           | 来源：仪器说明书 |
| 123 | FA180S  | 真菌       | 无           | 来源：仪器说明书 |
| 124 | FA180S  | 脂肪球      | 无           | 来源：仪器说明书 |
| 125 | FA180S  | 夏科雷登结晶   | 无           | 来源：仪器说明书 |
| 126 | FA180S  | 隐血试验     | 阴性          | 来源：仪器说明书 |


|     |        |            |     |          |
|-----|--------|------------|-----|----------|
| 127 | FA180S | 转铁蛋白       | 阴性  | 来源：仪器说明书 |
| 128 | FA180S | 寄生虫卵       | 未查见 | 来源：仪器说明书 |
| 129 | FA180S | 肝吸虫卵       | 无   | 来源：仪器说明书 |
| 130 | FA180S | 人芽囊原虫      | 无   | 来源：仪器说明书 |
| 131 | FA180S | 蛔虫卵        | 无   | 来源：仪器说明书 |
| 132 | FA180S | 钩虫卵        | 无   | 来源：仪器说明书 |
| 133 | FA180S | 绦虫乱        | 无   | 来源：仪器说明书 |
| 134 | FA180S | 鞭虫卵        | 无   | 来源：仪器说明书 |
| 135 | FA180S | 蛲虫卵        | 无   | 来源：仪器说明书 |
| 136 | FA180S | 膜壳绦虫卵      | 无   | 来源：仪器说明书 |
| 137 | FA180S | 血吸虫卵       | 无   | 来源：仪器说明书 |
| 138 | FA180S | 肺吸虫卵       | 无   | 来源：仪器说明书 |
| 139 | FA180S | 粪类圆线虫      | 无   | 来源：仪器说明书 |
| 140 | FA180S | 蓝氏贾第鞭毛虫包囊  | 无   | 来源：仪器说明书 |
| 141 | FA180S | 蓝氏贾第鞭毛虫滋养体 | 无   | 来源：仪器说明书 |
| 142 | FA180S | 梅氏唇包囊      | 无   | 来源：仪器说明书 |

|     |        |            |            |             |
|-----|--------|------------|------------|-------------|
| 143 | FA180S | 梅氏唇滋养体     | 无          | 来源：仪器说明书    |
| 144 | FA180S | 肠滴虫        | 无          | 来源：仪器说明书    |
| 145 | FA180S | 阿米巴        | 无          | 来源：仪器说明书    |
| 146 | 手工项目   | 乳糖不耐受测定    | 阴性         | 来源：全国检验操作规程 |
| 147 | 手工项目   | B族链球菌      | 阴性         | 来源：试剂说明书    |
| 148 | 手工项目   | 腺病毒抗原      | 阴性         | 来源：试剂说明书    |
| 149 | 手工项目   | 呼吸道合胞病毒抗原  | 阴性         | 来源：试剂说明书    |
| 150 | 手工项目   | 轮状病毒病毒抗原   | 阴性         | 来源：试剂说明书    |
| 151 | 手工项目   | 甲型流感       | 阴性         | 来源：试剂说明书    |
| 152 | 手工项目   | 乙型流感       | 阴性         | 来源：试剂说明书    |
| 153 | 手工项目   | 肺炎支原体IgM抗体 | 阴性         | 来源：试剂说明书    |
| 154 | 手工项目   | 尿绒毛膜促性腺激素  | 阴性         | 来源：试剂说明书    |
| 155 | 手工项目   | 红细胞（镜检）    | 0-8000个/ml | 来源：全国检验操作规程 |
| 156 | 手工项目   | 正型红细胞百分数   | ≥25%       | 来源：全国检验操作规程 |
| 157 | 手工项目   | 畸型红细胞白分数   | < 75%      | 来源：全国检验操作规程 |
| 158 | 手工项目   | 乳糜定性       | 阴性         | 来源：全国检验操作规程 |

|     |          |           |                           |                        |
|-----|----------|-----------|---------------------------|------------------------|
| 159 | 手工项目     | 隐血试验      | 阴性                        | 来源：全国检验操作规程            |
| 160 | 手工项目     | 红斑狼疮细胞    | 未见红斑狼疮细胞                  | 来源：全国检验操作规程            |
| 161 | 手工项目     | 疟原虫镜检     | 阴性                        | 来源：全国检验操作规程            |
| 162 | 手工项目     | 血液微丝蚴     | 未见微丝蚴                     | 来源：全国检验操作规程            |
| 174 | BC7500CS | 有核红细胞数目   | 0*10 <sup>9</sup> /L      | 来源：/                   |
| 175 | BC7500CS | 有核红细胞百分比  | 0%/100WBC                 | 来源：/                   |
| 176 | LABZM    | FER(儿童专用) | >30ng/ml                  | 来源：专家共识                |
| 177 | SCA      | 外观        | 乳白、淡黄，灰黄、灰白、黄色            | WHO人类精液检查与处理实验室手册第五、六版 |
| 178 | SCA      | 体积V       | ≥1.4ml                    | WHO人类精液检查与处理实验室手册第五、六版 |
| 179 | SCA      | 禁欲天数      | 2-7天                      | WHO人类精液检查与处理实验室手册第五、六版 |
| 180 | SCA      | PH        | ≥7.2                      | WHO人类精液检查与处理实验室手册第五、六版 |
| 181 | SCA      | 浓度SC      | ≥15*10 <sup>6</sup> 个/ml, | WHO人类精液检查与处理实验室手册第五、六版 |



|     |        |                |                             |                                    |
|-----|--------|----------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 182 | SCA    | 精子总数SN         | $\geq 39 \times 10^6$ 个/ml, | WHO人类精液<br>检查与处理实验<br>室手册第五、六<br>版 |
| 183 | SCA    | 精子总活力（PR+NP） % | $\geq 40\%$                 | WHO人类精液<br>检查与处理实验<br>室手册第五、六<br>版 |
| 184 | SCA    | 精子前向运动PR%%     | $\geq 32\%$                 | WHO人类精液<br>检查与处理实验<br>室手册第五、六<br>版 |
| 185 | SCA    | 精子存活率%         | $\geq 58\%$                 | WHO人类精液<br>检查与处理实验<br>室手册第五、六<br>版 |
| 186 | SCA    | 精子正常形态%        | $\geq 4\%$                  | WHO人类精液<br>检查与处理实验<br>室手册第五、六<br>版 |
| 187 | SCA    | 精液粘稠度          | 阴性                          | WHO人类精液<br>检查与处理实验<br>室手册第五、六<br>版 |
| 188 | SCA    | 精液液化程度         | 完全液化                        | WHO人类精液<br>检查与处理实验<br>室手册第五、六<br>版 |
| 189 | SCA    | 精液液化时间         | <60分钟                       | WHO人类精液<br>检查与处理实验<br>室手册第五、六<br>版 |
| 190 | GS1201 | 肺炎支原体抗体(金标法)   | 阴性                          | 试剂说明书                              |

|      |     |                                                                                     |                 |
|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 记录者： | 胡记妹 |  | 记录时间：2024-11-21 |
| 审核者： | 陈永强 |  | 审核时间：2024-11-21 |

说明：由专业组长负责填写，提交技术负责人审核。质量管理体系故障时，启用纸质登记表。